

## Desecador de vidrio con vacío 300mm



### Descripción:

Desecador de vidrio 300mm con tapa para vacío, hecho de borosilicato 3.3 de alta resistencia al calor, cumple con los estándares de calidad DIN12491, tanto la tapa como la base son esmeriladas y se acoplan sin fugas por lo que no requiere el uso de grasa, con llave de paso para acoplamiento a bomba de vacío. Incluye placa. Uso en desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>039.02.300</b>
Diámetro Interior (d1)	230mm
Diámetro Interior (d2)	300mm
Diámetro Interior (d3)	330mm
Altura (H)	410mm
Peso	22.5Kg
Medidas embalaje (W*D*H)	400*400*380mm