


## Refractómetro digital clínico 1.00-1.04



### Descripción:

Refractómetro digital portátil clínico para muestras de orina. Pantalla LCD de 5 dígitos, compensación automática de temperatura (ATC), protección al agua IP65, prisma de cristal, se calibra con agua. Apagado automático. Rango de operación 1 a 1.04, precisión 0.005, peso 100g. Opera con 2 baterías.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>13-940-019</b>
Modelo	USG-CHEK
Rango USG	1 – 1.040
Precisión	0.005
Calibracion	Agua destilada
ATC	-68°F (20°C)
Iluminación	589nm LED
Peso	100g
Medidas (L*W*H)	100*54*27mm
Alimentación eléctrica	Baterías AAA 2*1.5V

Incluye correa, baterías y estuche de plástico.