

CESLAB

Balanza de precisión 310g*0.001g



Descripción:

Balanza de precisión con calibración externa, pantalla de LCD retroiluminada, estructura de aluminio reforzado, calibración con pesa de 200g. Función de tara, conteo y unidad de medida. Cabina protectora con 3 puertas de cristal templado. Nivel de burbuja y patas niveladoras.

Especificaciones:

Catalogo	CE-JA303P
Capacidad	310g * 0.001g
Precisión	0.001g
Linealidad	±0.003g
Repetibilidad	±0.002g
Tiempo de estabilización	3 segundos
Diámetro del plato	90mm
Temperatura de operación	5-40°C
Cabina de pesaje	177*173*205mm
Peso	2.5 Kg
Consumo eléctrico	5W
Alimentación eléctrica	Adaptador AC/DC 120V