



## Centrifuga universal ventilada



### Descripción:

Centrifuga universal ventilada, control digital, pantalla de LCD, reloj, motor de inducción magnética libre de carbones, tapa transparente y freno de seguridad al abrirse. Seis niveles de frenado seleccionable. Compacta y silenciosa. Es un equipo fácil de usar y que transmite confianza al usuario. Diseñado para la separación de soluciones en fracciones, separación de sangre y otras células, centrifugado de orina, PRP, PRF y lavado de células. Gran aplicación en medicina, química analítica, microbiología, virología, bioquímica clínica, etc.

### Control de ajustes y Pantalla de LCD



**Rotor de acero inoxidable para 6 tubos de 50ml**



**Rotor colgante de acero inoxidable para 12 tubos de 15ml**



### Especificaciones:

Catalogo	CM-7S-PK2
Rango de velocidad	100-3500 RPM
Fuerza centrifuga relativa	2300 RCF (G) +/-2%
Reloj	1-99 Min
Ruido	<61dB(A)
Peso	13Kg
Medidas (L*W*H)	430*410*220mm
Consumo electrico	250W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz

Incluye llave de acero inoxidable 2 rotores colgantes 6\*50ml y 12\*15ml.