

Balanza analítica Semi-Micro 60/210g*0.01/0.1mg



Descripción:

Excelente opción para una tarea de rutina simple o un proceso de pesaje complicado. Ofrece excelente rendimiento, precisión y velocidad en la entrega de resultados, facilitando el trabajo de rutina en el laboratorio. Amplia cámara de cristal contra corrientes de aire que facilita la colocación de muestras y ofrece gran visibilidad gracias a sus marcos delgados. Cuenta con plato de acero inoxidable, carcasa de plástico de alta resistencia, pantalla de LCD con retroiluminación LED y dígitos grandes. Interfaz RS232C / USB para transferencia de datos, comunicación directa ambiente Windows. Protección de contraseña de seguridad. Cuenta con tecnología de pesaje MonoTech que garantiza larga vida útil y robustez. Calibración interna automática. Sistema AEP (Advanced Eye Protection). Protección contra sobrecarga. Gran utilidad para conteo, pesaje en porcentaje, formulación y totalización.

Especificaciones:

Catalogo	CY265C
Rango	0.01mg A 210g
Capacidad	60 / 210g
Resolución	0.01g /0.1mg
Linealidad	±0.05g / 0.2mg
Repetibilidad	±0.02g / 0.1mg
Tiempo de respuesta	5 - 8 segundos
Tamaño del plato	80mm
Unidades de medida	g, mg, ct, GN, mo, oz, dwt
Rango de tara	Capacidad completa
Sensor tipo	EMFC
Grado de proteccion	IP54
Temperatura de operación	10-40°C
Peso	10 Kg
Medidas de camara	165*185*220mm
Medidas equipo (W*D*H)	342.5*212*341mm
Medidas totales (W*D*H)	500*380*510mm
Alimentación eléctrica	Adaptador AC Entrada: 100-240V +/- 20% 50/60Hz Salida: 12V, 1A, 12W Max.

