



GUSTO es la mini centrifuga de Heathrow Scientific con un diseño compacto que se adapta a cualquier estación de trabajo, es cómoda y fácil de operar. No se requiere de herramienta para el cambio de rotor. Simplemente inserte los tubos, cierre la tapa, ajuste la velocidad/tiempo y presione inicio.

Características de seguridad para garantizar que no funcione cuando la tapa esté abierta, un rotor se encuentre atascado o la unidad este fuera de balance. Es ideal para la mayoría de los productos que requieren giros en alta velocidad (12,500 RPM / 9,800 x g), apropiado para PCR, separación de células de microfiltro y protocolos de HPLC.

### Especificaciones:

- Pantalla de LCD retroiluminada que muestra información de tiempo, velocidad e información operativa.
- Rango de velocidad 500-12,500 RPM (15 - 9,800 RCF)
- Reloj: 1 – 30 minutos
- Incluye rotor para 12 tubos de 1.5/2.0ml y rotor para tiras de 8 tubos de 0.2ml.
- 12 adaptadores para tubos de 0.2ml y 12 adaptadores para tubos de 0.5ml.
- Carcasa de plástico resistente a rayos UV
- Fuente de alimentación de bajo voltaje con doble aislamiento.
- Botón para liberación de la tapa.
- Accionamiento manual que permite al usuario abrir la tapa en caso de fallo de energía eléctrica.
- Alimentación eléctrica: 110 – 240V AC, 50/60Hz
- Medidas (L\*W\*H): 8 x 6.7 x 4.5 in (20.3 x 17.1 x 11.4 cm)



**Proveedor de Laboratorios, S.A. de C.V.**  
Equipos y Reactivos para Investigación  
Av. Siglo 21, # 50 Interior 116-A  
Col. Santa Cruz de las Flores  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 45640  
Tel. 3338488484  
email: [prolab@pro-lab.com.mx](mailto:prolab@pro-lab.com.mx)  
[www.prolab@pro-lab.com.mx](http://www.prolab@pro-lab.com.mx)