

## Autoclave Automática Vertical 60L



### Descripción:

Autoclave vertical, operación de esterilización automática controlada por microprocesador PID digital, pantalla de LED, ciclo de secado, se programan los parámetros y trabaja con solo oprimir un botón. Mecanismo de seguridad para liberación de sobrepresión, sensor de nivel de agua con lampara de señalización. Interruptor térmico de seguridad. Tapa con manija robusta. Interiores de acero inoxidable tipo 304, exteriores en lamina esmaltada epóxica. Adecuada para la esterilización de equipo quirúrgico, dental, cristalería, cultivo biológico, alimentos, etc. De uso común en hospitales, centros de salud, clínicas, institutos de investigación científica y laboratorios multidisciplinarios.

### Especificaciones:

| Modelo                     | LAC-5060S             |
|----------------------------|-----------------------|
| Capacidad                  | 60 litros (2.11 cuft) |
| Rango de temperatura       | 110°C – 135°C         |
| Presión de trabajo         | 1.2 Bar a 121°C       |
| Precisión                  | 2.0kg/cm2 a 132°C     |
| Reloj                      | 0 – 99 min            |
| Medidor de presión         | 0 – 4kg/cm2           |
| Calentador                 | 3kW                   |
| Medidas de cámara (Dia*H)  | 350*630mm             |
| Medidas Exteriores (L*D*H) | 670*560*1050mm        |
| Alimentación eléctrica     | 110V +/-10%, 50/60 Hz |

Incluye 2 canastillas de acero