

Parrilla agitadora de 3 plazas



Descripción:

Parrilla de 3 plazas con agitación magnética, controles analógicos individuales (temperatura y velocidad), placas de acero inoxidable con recubrimiento cerámico color blanco que facilita la observación en los reactivos de color. Armazón estable, exterior de acero con acabado en pintura anticorrosiva. Adecuado para institutos de investigación científica, clínicas y laboratorios multidisciplinarios. Gran aplicación en la industria, agricultura, medicina, salud y la enseñanza.

Especificaciones:

Código	LMS-3003
Rango de temperatura	AMB +5 a 380°C
Velocidad	60 – 1500 RPM
Medidas de placa	180*180 mm X 3
Medidas externas (W*D*H)	600*260*120mm
Consumo eléctrico	(3) X 500W
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz