



Mezclador de tubos para 16 plazas



Descripción:

Mezclador de tubos para 16 plazas, velocidad variable, robusto y durable; es silencioso, diseñado para el uso diario, realiza movimientos delicados para garantizar la preservación e integridad de las frágiles células de sangre. Motor DC libre de carbones. Tapete reversible de silicon autoclavable. Gran aplicación en clínicas de salud animal, centros de investigación científica, geológica, etc. Incluso para algunas aplicaciones industriales para la prevención de sedimentación en muestras como aceites, lacas, suspensiones, cosméticos, etc.

Especificaciones:

Catalogo	LTR250
Capacidad	16 tubos (hasta 15ml)
Rango de velocidad	0-30 RPM
Carga máxima	1 Kg
Angulo de inclinación	30+/-3°
Medidas totales (L*W*H)	403*157*119mm
Peso	2Kg
Consumo eléctrico	15W
Alimentación eléctrica	100-240V 50/60Hz