

LUZEREN®

Condensador recto (Liebig) 300mm



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001026
Largo de chaqueta	300mm
Diámetro de chaqueta	32mm
Largo total	480mm
Material	Vidrio Boro 3.3
Color	Claro

Descripción:

Condensador recto (Liebig) de vidrio Boro 3.3 Útil para condensación de vapores, conexión para tubos con oliva de vidrio. Muy buena resistencia química, alta resistencia térmica y mínima dilatación térmica.