

LUZEREN®

Condensador recto (Liebig) 400mm



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001027
Largo de chaqueta	400mm
Diámetro de chaqueta	35mm
Largo total	590mm
Material	Vidrio Boro 3.3
Color	Claro

Descripción:

Condensador recto (Liebig) de vidrio Boro 3.3 Útil para condensación de vapores, tiene conexión para tubos con oliva de vidrio. Muy buena resistencia química, alta resistencia térmica y mínima dilatación térmica.