

LUZEREN®

Condensador tipo Graham (Serpentín) 400mm



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001031
Largo de chaqueta	400mm
Diámetro de chaqueta	37mm
Largo total	590mm
Material	Vidrio Boro 3.3
Color	Claro

Descripción:

Condensador tipo Graham (serpentín) de vidrio Boro 3.3 Útil para condensación de vapores, conexión para tubos con oliva de vidrio. Muy buena resistencia química, alta resistencia térmica y mínima dilatación térmica.