


LUZEREN®

Desecador de vidrio 240mm



Descripción:

Desecador de vidrio claro, tapadera con asa, incluye placa de porcelana. Tiene juntas esmeriladas para mejor sellado, la cámara donde va el desecante es moldeada para sostén de la placa para muestras. Gran utilidad en el laboratorio para desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001040
Diámetro interno (d1)	155mm
Diámetro interno (d2)	240mm
Diámetro interno (d3)	250mm
Altura (H)	320mm
Diámetro de placa	205mm
Peso	5Kg
Medidas totales (W*D*H)	340*340*270mm