

LUZEREN®

Probeta graduada de vidrio 1000ml



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001078
Modelo	1601-1000
Capacidad	1000ml
Graduación	10.0ml
Tolerancia	+/-10ml
Medidas (Dia*H)	66*455mm
Color	Claro

Descripción:

Probeta graduada de vidrio borosilicato Boro 3.3, clase A, graduación en color azul, con pico en la punta y base circular. Calibrada a 20°C mediante ajuste por contenido (Ex).