

# LUZEREN®

## Probeta graduada de vidrio 25ml



### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001080
Modelo	1601-25
Capacidad	25ml
Graduación	0.5ml
Tolerancia	+/-0.5ml
Medidas (Dia*H)	21*160mm
Color	Claro

### Descripción:

Probeta graduada de vidrio borosilicato Boro 3.3, clase A, graduación en color azul, con pico en la punta y base circular. Calibrada a 20°C mediante ajuste por contenido (Ex)