

LUZEREN®

Bureta de vidrio graduada 50ml



Descripción:

Bureta de vidrio recta con graduación en esmalte azul de alto contraste, llave recta y husillo de teflón (PTFE). Calibrada a 20°C mediante ajuste por contenido (Ex).

Útil para emitir cantidades variables de líquido con gran exactitud y precisión.

Gran aplicación en química analítica o cuantitativa. Medición de soluciones líquidas en experimentos de titulación o valoración química.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001098
Capacidad	50ml
Graduación	0.1ml
Rango graduado	0-50ml
Largo total	615mm
Diámetro tubo	12mm (Aprox.)
Material	Vidrio
Color	Claro
Llave	Punzón de PTFE
Tipo de llave	Recta