

LUZEREN®

Microscopio estéreo binocular 2X, 4X



Descripción:

Microscopio estereoscópico binocular. Con tubos oculares de campo amplio. Platina con vidrio claro con 2 pinzas. Por su alta resolución tiene gran versatilidad de aplicación como la industria electrónica, ensamble e inspección, medición en instrumentos de precisión, la enseñanza, centros de investigación y desarrollo, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001349
Oculares de campo amplio	WF 10X/20mm
Cabezal	Rotatorio 360° con inclinación a 45°
Distancia interpupilar	55 - 75mm
Objetivos	2X y 4X
Ajuste dióptrico	Ocular izquierdo +/-5dp
Iluminación ajustable	Lampara ascendente de halógeno 12V/10W y lampara incandescente incidente de 12V/10W
Peso	3 Kg
Medidas totales	190*160*340mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz