

LUZEREN®

Autoclave portátil de 24.4L



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001351
Presion de operacion	0.14 – 0.16Mpa
Temperatura maxima	126°C
Presion de seguridad	0.165Mpa
Medidas	308*320mm
Peso	14 Kg
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz

Descripción:

Autoclave portátil de 24.4 litros construida en acero inoxidable. Esterilización rápida y efectiva por presión de vapor, Válvula de seguridad, válvula de alivio e indicador de presión análogo de doble lectura (Mpa y Temperatura). Adecuada para la esterilización de equipo médico, ropa de quirófano, lentes, soluciones, etc. De uso común en hospitales, centros de salud, clínicas, institutos de investigación científica, minería, industria, etc.