



Centrifuga clínica



Descripción:

Centrifuga clínica ventilada de baja velocidad. Control digital con microprocesador, velocidad variable con incrementos de 500RPM, pantalla LCD brillante y reloj. Gran aplicación en medicina, biología, industria farmacéutica, centros de investigación científica, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001388
Velocidad máxima	4,000 rpm (RCF: 2,760 x g)
Capacidad máxima	180ml
Tipo de rotor	Angular
Ruido a máxima velocidad	<65dB(A)
Reloj	1 - 60 min.
Medidas totales (L*W*H)	380*330*250mm
Peso	8 Kg.
Alimentación eléctrica	110V AC, 60 Hz.

Incluye rotor de ángulo fijo para 12 tubos de 15ml