

LUZEREN®

Contador de colonias



Descripción:

Contador de colonias con lápiz electrónico, gabinete fabricado en lamina esmaltada de alta resistencia química, pantalla de LED, amplificación 3X(+ mirilla 6X), placa de cristal, cuadrículada con fondo negro de 155mm, opera para cajas de 50-150mm de diámetro. Gran aplicación en la industria de los alimentos y las bebidas, los medicamentos, productos biológicos, departamentos de sanidad, el monitoreo del medio ambiente, la industria química, el análisis de la calidad del agua, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001439
Capacidad de conteo	0 ~ 999
Peso	4.3Kg.
Medidas totales (W*D*H)	360*300*180mm
Iluminación Dual	12/28W
Consumo eléctrico	50W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz