

# LUZEREN®

## Matraz de filtración Kitazato 100ml



### Descripción:

Matraz de filtración Kitasato, manufacturado en vidrio borosilicato 3.3 con borde reforzado. Gran aplicación en laboratorios de química y biología para experimentos con agua, como destilación, recolección de gases hidroneumática (desplazamiento de volúmenes), filtraciones al vacío, entre otros. Posee una oliva lateral para conexión a manguera. Material básico de laboratorio de gran utilidad para la enseñanza y la practica profesional.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001451</b>
Capacidad	100ml
Altura	105mm
Diámetro de la base	65mm
Diámetro del cuello	30mm
Material	Boro 3.3
Color	Claro