

LUZEREN®

Microscopio estéreo digital 1.3Mpx



Gran aplicación en la enseñanza, industria electrónica y muchos otros campos.

Descripción:

Microscopio estéreo digital binocular, objetivos 2X y 4X, cabezal con inclinación a 45° y rotatorio a 360°, sistema de iluminación incidente y transmitida ajustable de halógeno,

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001453
Oculares de campo amplio	WF 10X/20mm
Iluminación ajustable	Lampara de halógeno 12V/10W
Distancia interpupilar	55-75mm
Ajuste dióptrico	+/-5dp
Peso	3 Kg
Medidas totales	290*170*370mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz

Incluye cámara digital CMOS de 1.3MPX con software para manejo de imágenes.