


LUZEREN®

Titulador automático digital



Descripción:

Titulador automático digital en base a potencial de PH. Opera a través de una válvula magnética para controlar la velocidad de titulación.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001462
Rango de pH	0.00-14.00 pH
Medición de mV	0 a +/-1400.0 mV
Resolución de pH	0.01 pH
Resolución de mV	1mV
Precisión de pH	$\pm 0.03\text{pH} \pm 1$ bit
Precisión de mV	$\pm 5\text{mV}$
Reproducibilidad de análisis	0.2%
Señal de salida	0 – 1 mV
Peso	4Kg.
Medidas (W*D*H)	305*370*330mm
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz