

LUZEREN®

Penetrómetro para frutas



Descripción:

Penetrómetro análogo para frutas duras (Melón, aguacate, etc.). Cuerpo y perillas metálicas, caratula de fondo blanco. Gran aplicación en la agricultura, institutos de investigación científica, universidades y demás laboratorios multidisciplinarios relacionados con el procesamiento de frutas en la industria alimentaria.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001471
Modelo	GY-3
Cabezales (Diámetro)	8 y 11mm
Rangos (11mm/8mm)	0.5-12kg/cm ² , (×10 5Pa) / 0.5-24kg/cm ² , (×10 5Pa).
Resolución	+/-0.1
Carga	10mm.
Peso	300g.
Dimensiones (L*W*H)	140*60*30mm
Medidas totales (L*W*H)	160*110*50mm

Incluye 2 cabezales SS y estuche de plástico rígido.