

LUZEREN®

Embudo de separación c/llave vidrio 1L



Descripción:

Embudo de separación con llave de vidrio, junta esmerilada y tapón de plástico. Empleado para separar dos líquidos inmiscibles por medio de llave de paso que regula o corta el flujo de líquido a través del tubo.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001520
Capacidad	1000ml
Diámetro de pera	130mm
Largo total	425mm
Diámetro del vástago	10mm
Diámetro interno del cuello	29mm
Junta esmerilada	29/32
Color	Claro