



Centrifuga ventilada 500 A 4,000RPM, 8*15ml



Descripción:

Centrifuga ventilada, control digital con microprocesador, velocidad variable, motor DC libre de carbones, pantalla de LCD, puerta con seguro electrónico, alarma y reloj. Tiene rotor de ángulo fijo con portatubos, para 8 tubos de 15ml. Gran aplicación en medicina clínica, laboratorios analíticos, biología, genética, ingeniería, inmunología, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001555
Rango de velocidad	500 a 4,000 RPM con (incrementos de 100 RPM)
Fuerza centrífuga (RCF)	3074 x g
Tiempo de aceleración	De 20 a 80 seg.
Reloj	15seg - 99min.
Medidas totales (L*W*H)	340*400*270mm
Peso	5Kg.
Consumo eléctrico	40W
Alimentación eléctrica	110V AC, 60 Hz.