

LUZEREN®

Parrilla Agitadora Análoga 5L



Descripción:

Parrilla análoga de agitación magnética con placa cuadrada de Aluminio para una conducción de calor efectiva. Controles independientes para velocidad y temperatura. Carcasa totalmente metálica resistente a la corrosión con excelente rendimiento de disipación de calor. Incluye Varilla agitadora de 40 mm y varilla soporte para termómetro. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos e industriales, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001691
Medidas de placa	120*120 mm
Rango de Temperatura	AMB +5°C A 380°C
Velocidad de agitación	100 – 2000 RPM
Peso	3 Kg
Medidas totales (D*W*H)	230*137*88mm
Consumo eléctrico	205W
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz