

LUZEREN®

Contador de células



Descripción:

Contador mecánico para células, con 5 teclas para conteos individuales. Tres dígitos en cada contador. Incluye totalizador y una perilla para restaurar a cero. Sonido de campana cada 100 unidades contadas. Fabricado en carcasa de plástico ABS de alta resistencia química. Identificadores (BASO, EOSIN, MONO, LYMPH, POLY). Su base es de metal con 4 gomas para mayor sujeción a la mesa.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002135
Capacidad de conteo por grupo	000 ~ 999
Peso	600g.
Dimensiones (W*D*H)	240*75*45mm

Incluye estuche de plástico