

LUZEREN®

Contador de células



Descripción:

Contador mecánico para células, con 8 teclas para conteos individuales. Tres dígitos en cada contador. Incluye totalizador y una perilla para restaurar a cero. Sonido de campana cada 100 unidades contadas. Fabricado en carcasa de plástico ABS de alta resistencia química. Identificadores (BASO, EOSIN, MYELO, JUVEN, STAB, SEG, LYMPH, MONO). Su base es de metal con 4 gomas para mayor sujeción a la mesa

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002136
Capacidad de conteo por grupo	0 ~ 999
Peso	800g.
Dimensiones (W*D*H)	300*75*45mm

Incluye estuche de plástico