

LUZEREN®

Phmetro portátil con electrodo epóxico



Descripción:

Phmetro portátil de gran pantalla LCD, compensación de temperatura automática (ATC), calibración manual en 2 puntos, incluye electrodo combinado epóxico BNC.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002266
Rango	pH: 0.00 -14.00
Resolución	pH: 0.01,
Precisión	±0.05pH
Temperatura de operación y ATC	0-50°C
Medidas totales (L*W*H)	128*68*25mm
Alimentación eléctrica	Batería 1*9V