



Baño para flotación de tejidos 2.3L



Descripción:

Baño para flotación de tejidos, cámara recubierta de teflón para reducir el brillo y mejorar la visibilidad. Cuerpo con aislante de fibra de vidrio para evitar pérdidas de calor y fluctuaciones en la temperatura. Tapa de vidrio. Cordón eléctrico de conexión desmontable para una mejor limpieza.

Especificaciones:

catalogo	PRO1002378
Capacidad	2.3L
Rango de temperatura	AMB a 75°C
Precisión	<+/-1°C
Peso	3kg
Medidas interiores (Dia*H)	210*65mm
Medidas Exteriores (Dia*H)	270*210mm
Consumo eléctrico	400W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60 Hz