



## Baño para flotación de tejidos 1.3L



### Descripción:

Baño para flotación de tejidos con tina rectangular de vidrio, control digital con microprocesador y pantalla de LED. Cuenta con iluminación lateral para una visión excepcional de las secciones de tejido. Cordón de suministro eléctrico con conexión desmontable para una mejor limpieza.

### Especificaciones:

catalogo	PRO1002660
Capacidad	1.3L
Temperatura máxima	70°C
Precisión	0.1°C
Peso	8.5kg
Dimensiones (L*W*H)	355*355*114mm
Medidas de la tina (L*W*H)	254*165*50mm
Consumo eléctrico	450W
Alimentación eléctrica	110V, 60Hz