



## Microcentrífuga 7,000 RPM



### Descripción:

Microcentrífuga con tapa de policarbonato. Incluye 1 rotor angular para 6 tubos de 1.5/2.0ml y 1 rotor para tiras 2\*8\*0.2ml, 6 adaptadores para tubos de 0.6ml y 6 adaptadores para tubos de 0.2ml. Gomas anti vibratorias en su base. Los rotores pueden ser esterilizados en autoclave.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002855</b>
Modelo	AS-08070-00 (MINI-7K)
Máxima velocidad	Hasta 7,000 RPM
Fuerza centrífuga (RCF)	2,300 x g
Dimensiones (L*W*H)	175*148*118mm
Peso	2.5 Kg.
Consumo eléctrico	30W
Alimentación eléctrica	120V AC, 60 Hz