



Fotodocumentador compacto



Descripción:

Fotodocumentador compacto con filtros Ámbar y UV para usarse con diferentes transiluminadores. Incluye cámara digital de 12.2 megapíxeles montada sobre gabinete oscuro.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002879
Filtro protector	Ámbar y filtro de corte UV
Cámara digital	12.2 Megapíxeles Lentes: Fuji non 15X, F3.1(Ancho), F5.6(Telefoto) Modo: Programa (P), Prioridad de Apertura (A), Prioridad de obturador (S), Manual (M) ISO: Auto /100/200/400/800/1600/3200/6400 Salida de video: NTSC/PAL Tarjeta de memoria: SD/SDHC, transferencia WI-Fi Formato: JPEG (ExifVer 2.2)
Peso	1.1Kg.
Medidas totales (W*D*H)	275*238*250mm
Consumo eléctrico	5.5W
Alimentación eléctrica	5V.