



## Microscopio estereoscópico Triocular



### Descripción:

Microscopio estereoscópico triocular con Zoom, inclinación a 45° con cabeza rotatoria a 360°. Distancia interpupilar ajustable Oculares de campo amplio y protectores de plástico, base con platina circular y cristal opaco con 2 pinzas, control de iluminación incidente / transmitida de 12V-10W

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002971</b>
Modelo	SMZ-07
Oculares de campo amplio	WF 10X/20mm
Objetivos con Zoom	0.7X a 4.5X
Distancia Interpupilar ajustable	De 55 hasta 77mm
Magnificacion	7X – 45X
Peso	8 Kg
Dimensiones	500*260*370mm
Alimentación eléctrica	120V, 60Hz