



Esterilizador seco



Especificaciones:

Catalogo	PRO1002982
Rango de control de temperatura	100°C A 260°C
Precisión	≤5°C
Diámetro superior	80mm
Diámetro inferior	40mm
Tiempo de estabilización	10 min.
Peso	2Kg
Medidas totales (W*D*H)	145*130*155mm
Alimentación eléctrica	120V 50/60Hz

Descripción:

Esterilizador seco con perlas de vidrio. Cuerpo de acero inoxidable. Alternativa rápida, fácil y precisa para los métodos tradicionales de esterilización. Una vez encendida, la unidad esta lista para usarse en 25min y garantiza la esterilización total mediante la destrucción de organismos en solo 10 segundos. Por su tamaño compacto se puede utilizar prácticamente en cualquier campana de flujo laminar, mesa o banco de trabajo. Capacidad de perlas 40g, Se incluyen: 300g de perlas de vidrio de 3mm diámetro. CAT. AS-07070-00