

Baño de ultrasonido 10L



Descripción:

Baño de ultrasonido digital, control con microprocesador, pantalla de LED y reloj. Tanque, tapa y exteriores de acero inoxidable. Asas laterales para una sujeción segura. Esquinas redondeadas para facilitar su limpieza. Equipo Ideal para joyerías, ópticas, relojerías, laboratorios multidisciplinarios y varias aplicaciones de la industria electrónica.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1003055
Capacidad (litros)	10 L
Temperatura	DE AMB HASTA 80°C
Frecuencia	40kHz
Reloj	1 - 99min
Peso	10.5kg
Medidas internas (L*W*H)	300*245*150mm
Consumo eléctrico del calentador	800W
Consumo eléctrico del ultrasonido	240W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye: canastilla de acero inoxidable.