

# LUZEREN®

## Agitador orbital con pantalla de LED



### Descripción:

Agitador orbital de gran diseño con control de velocidad y reloj. Es compacto, silencioso y de agitación suave para evitar derrames durante el arranque y paro del ciclo. Pantalla de LED, incluye plataforma de acero inoxidable con pinzas para 20\*250ml. Motor de larga durabilidad. Ampliamente utilizado en laboratorios multidisciplinarios e institutos de investigación científica.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1003057</b>
Capacidad	250ml*20
Velocidad	40 – 300 RPM
Diámetro de orbita	20 mm
Reloj	1– 999 min
Peso	33kg
Plataforma (Medidas)	500*375mm
Medidas totales	500*380*220mm
Consumo eléctrico	120W
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz