

LUZEREN®

Vaso de precipitado de vidrio 500ml



Especificaciones:

Catalogo	PRO1003199
Modelo	1101-500
Capacidad	500ml
Graduación	50ml
Rango graduado	100-500ml
Diámetro	85mm (Aprox)
Altura	120mm (Aprox)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

Descripción:

Vaso de precipitado de vidrio borosilicato 3.3, con fondo plano, forma baja con pico y borde reforzado. Serigrafía en color blanco para una mejor lectura. Recipiente idóneo para el proceso de precipitación, calentamiento, agitación, vaciado, mezclado, transportación de líquidos, preparado de disoluciones, etc.