



Dispensador digital



Descripción:

Dispensador digital programable, pantalla LCD retroiluminada, la operación del motor minimiza la fuerza de agarre. Control electrónico que disminuye la lesión por esfuerzo repetitivo, modalidad de dispensador y función paso a paso.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1004021
Rango de volumen	0.1ml-99.9ml, Alcance max. del piston 10ml, resolucion 100µl
Exactitud del volumen	Dispensador: R=10ml ±30µL; CV = 10ml ±10µL Por paso: R = 1ml ±6µl; CV = 1ml ±9µl
Rango de temperatura de operación	10°C - 30°C
Control de calidad	DIN EN ISO 8655
Tipo de control	Externo
Peso	1.2Kg.
Medidas empaque (W*D*H)	245*195*140mm
Alimentación eléctrica	110-220V