



Micropipeta de 8 canales de 50-300ul

Especificaciones:

Catalogo	PRO1004058
Modelo	7030303012
Rango de Volúmen	50 A 300ul
Incrementos de	5ul
Volumen de prueba / Error de exactitud	300ul, +/- 0.70%, 150ul, +/- 1.00% 50ul, +/- 1.50%
Volumen de prueba / Error de precisión	300ul, +/- 0.25%, 150ul, +/- 0.50% 50ul, +/- 0.80%
Peso total c/empaque	250g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	295*135*40mm



Descripción:

Micropipeta mecánica de 8 canales, volumen variable, diseño ergonómico. Apropriada para su uso en placas de 96 pozos. Diseño y operación con pistones individuales basado en el principio de desplazamiento de aire. Cabezal rotatorio que evita el esfuerzo durante la operación de rutina. Probada según norma ISO8655/DIN12650, calibración y mantenimiento simple sin el uso de herramientas, fabricada con materiales de gran durabilidad y gran resistencia química.