



## Micropipeta Plus de 12 canales 50-300ul

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1004059</b>
Modelo	7030304012
Rango de Volúmen	50 A 300ul
Incrementos de	5ul
Volumen de prueba / Error de exactitud	300ul, +/- 0.70% 150ul, +/- 1% 50ul, +/- 1.5%
Volumen de prueba / Error de precisión	300ul, +/- 0.250% 150ul, +/- 0.50% 50ul, +/- 0.80%
Peso total c/empaque	350g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	295*135*40mm



### Descripción:

Micropipeta Plus mecánica de 12 canales, volumen variable, diseño ergonómico. Diseño y operación con pistones individuales basado en el principio de desplazamiento de aire. Ensamble individual entre pistón y cono de punta para un mantenimiento sencillo. Excelente sellado con la mayoría de puntas universales. Cabezal rotatorio que evita el esfuerzo durante la operación de rutina. Probada según norma ISO8655/DIN12650; 23°C. Calibración y mantenimiento simple sin el uso de herramientas, fabricada con materiales de gran durabilidad y resistencia química.