



Agitador mezclador de propela 20L



Especificaciones:

Catalogo	PRO1004074
Capacidad máxima de agitación (Agua)	20 Litros
Rango de velocidad	50 – 2200 RPM
Resolución	+/-3 RPM
Torque (máximo)	40Ncm
Viscosidad máxima	10000mPas
Diámetro del chuck	0.5 – 10mm
Protección (clasificación)	IP42
Peso Total	11Kg
Potencia (motor)	70W
Medidas del agitador (D*L)	50*400mm
Medidas de soporte (W*D*H)	200*310* 780mm
Alimentación Eléctrica	120V, 50/60Hz

Descripción:

Agitador mezclador de propela con pantalla de LED, control de velocidad, motor DC de larga durabilidad por ser libre de carbones, interruptor electrónico de seguridad. Incluye propela de acero inoxidable 316 # 18900071. Alta fiabilidad y excelente desempeño.