

# LUZEREN®

## Homogenizador análogo



### Descripción:

Homogenizador análogo para mezclar, dispersar o emulsificar soluciones. Opera en líquidos de 10 -8,000ml en viscosidad hasta 10,000mPas. Suspensión de 5-25um, emulsión de 1-5um. Incluye generador de 20\*215mm (Estator grueso S30C y rotor CR30), soporte y pinza. Es de peso ligero y maniobrable por su diseño ergonómico. Eje y propela desmontable e intercambiable sin el uso de herramientas, fabricado en acero inoxidable 316L/PTFE

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1005025
Rango de velocidad	10,000–30,000 RPM 1min
Motor universal	500W
Rango de pH	2 - 13
Ruido	72 dB(A) a 29,000 RPM
Peso	9Kg
Medidas totales empaque (L*W*H)	790*350*90mm
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz