

LUZEREN®

Incubadora fría portátil 24L



Descripción:

Incubadora portátil con tecnología Peltier, pantalla de LED, calienta y enfría rápidamente. Capacidad de 24L, fabricada en plástico de alta resistencia, con aislante térmico de espuma de poliuretano sólido libre de CFC, ventana de policarbonato, iluminación LED en la cámara y asa de sujeción para una fácil transportación. Alimentación eléctrica AC/DC.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1005445
Capacidad	24L (0.84cuft)
Rango de temperatura	5 A 60°C
Uniformidad de Temperatura	±1 °C
Peso	9.5Kg
Entrepaños ajustables	2 Piezas
Medidas interiores (W*D*H)	270*240*370mm
Medidas exteriores (W*D*H)	335*420*470mm
Consumo eléctrico (Frio / Caliente)	50/40W
Alimentación eléctrica	110VAC, 50/60Hz, 12VDC