



Micropipeta Autoclaveable 10-1000ul

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001085
Modelo	7030511014
Rango de Volúmen	100 A 1000ul
Incrementos de	1ul
Volumen de prueba / Error de exactitud	1000ul, 0.60%, 6µl 500ul, 1.00%, 5µl 100ul, 3%, 3µl
Volumen de prueba / Error de precisión	1000ul, 0.20%, 2µl 500ul, 0.20%, 1µl 100ul, 0.60%, 0.6µl
Peso total c/empaque	100g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	275*85*40mm



Descripción:

Micropipeta mecánica de volumen variable, es ligera y cuenta con un diseño ergonómico que resulta muy conveniente para la operación rutinaria. Operación con pistón basado en el principio de desplazamiento de aire. Contador numérico de fácil lectura. Probada según norma ISO8655/DIN12650, incluye herramienta para su calibración y mantenimiento, fabricada con materiales de gran durabilidad y resistencia química. Es totalmente autoclaveable. Compatible con la gran mayoría de puntas universales.