

LUZEREN®

Agitador Magnético Análogo 2000RPM



Descripción:

Agitador magnético con control análogo y placa cuadrada de aluminio. Control variable de agitación. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos e industriales, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001163
Rango de velocidad	100 – 2000RPM
Medidas de placa	170*170 mm
Peso	2.5Kg
Medidas (W*L*H)	265*185*190mm
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz

Incluye varilla, pinza y magneto.