

# LUZEREN®

## Agitador Magnético Análogo 2000RPM



### Descripción:

Agitador magnético con control análogo y placa cuadrada de aluminio con recubrimiento cerámico. Control variable de agitación. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos e industriales, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO2001165</b>
Rango de velocidad	200 – 2000RPM
Medidas de placa	180*180 mm
Peso	4Kg
Medidas (W*L*H)	320*190*125mm
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz

Incluye varilla, pinza y magneto.