



## Dispensador Análogo de 5-50ml

### Descripción:

Dispensador análogo con diseño ergonómico y válvula de seguridad, hecho con materiales de gran durabilidad y alta resistencia química. Tubo de descarga con rotación de 360°. Garantiza una exactitud impecable y un funcionamiento sencillo.



Se desarma fácilmente para su limpieza



Mecanismo de pistón que permite su limpieza sin perder la calibración



Incluye juego de 4 adaptadores para frascos



Tubo de llenado para frascos de 170 a 300mm



Montaje seguro y sencillo

### Especificaciones:

Catalogo	PRO2001405
Rango de Volúmen	5 A 50ml
Incrementos de	1.0ml
Inexactitud	+/- 0.5%, +/- 0.25ml
Imprecisión	+/- 0.2%, +/-0.1ml
Peso total c/empaque	600g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	255*80*300mm