



## Bomba Peristáltica Digital LED 1-452ml/min



### Descripción:

Bomba inteligente peristáltica digital con pantalla LED de 4 dígitos, para manguera o (tubo) de 4.8mm ID X 8mm OD (No Incluido), velocidad regulable. Excelente control de flujo. Cuenta con interruptor alámbrico de pie. Admite tres modos de trabajo: ciclo completamente automático, ciclo semiautomático y manual. Puerto de comunicación 485. Gran aplicación en Laboratorios para la transferencia de líquidos y dispersión de reactivos, Incluyendo usos múltiples en procesos industriales.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO2007009</b>
Rango de flujo	1-452ml/min
Peso	1.92Kg
Potencia del Motor	50W
Ruido	<66dB
Temperatura de Operación	0-60°C, <80% RH
Medidas totales (W*D*H)	150*160*110mm
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz Adaptador 24V, 1.9A, 45.6W

Incluye conectores para manguera de silicón.